

LF - 40
ATEŞÖLÇER FİLTRESİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Filtre, timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapan Braun Thermoscan ateşölçerler ile uyumludur.
2. Filtre, kulak zarı zedelenmelerine neden olmayacak şekilde tasarlanmıştır.
3. Filtre, ateşölçer üzerindeki lensi korur ve kontaminasyon riskini önler.
4. Filtre, doğru ölçümü etkileyebilecek kirlilik ve lens cızırdamasını elimine eder.
5. Filtre, tek kullanımlıktır.
6. 40 adetlik (2 x 20) ambalajda bulunmaktadır.