

**SMART – V – LINK**  
**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Vasküler dokümantasyon software'i, RS-232 veya USB bilgisayar interface'i bulunan Hadeco Doppler cihazları ile uyumludur.
2. Vasküler dokümantasyon software'i; AnkleBrachial Index (ABI), PPG Toe Pressures & Toe-Brachial Index (TBI), PPG arterial ve venöz reflü, PV arteryal (PVR) ve venöz basınç uygulamalarında kullanılabilir.
3. İkinci madde de belirtilen uygulamalardaki tüm sonuçları kaydetmeye ve saklamaya uygundur.
4. Hastaya ait tüm bilgileri (isim, soyisim, protokol no., vb.) kaydetmeye, hastanın geçmişinin takibine ve hastaya ait yeni verilerin dosyalanmasına uygundur.
5. İstenildiğinde hasta kayıtlarının yazıcı çıktısı alınabilir.