

KATALOG NO: 4220E
LED IŞIKLI LARİNGOSKOP HANDLE'İ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1. Handle'in ana gövdesi, aşınma ve kırılmaları önleyecek şekilde paslanmaz çelikten üretilmiştir.**
- 2. Pas ve kimyasal maddelere dirençlidir.**
- 3. Tüm hastalarda kullanılabilir ideal boyuttadır.**
- 4. Işık kaynağı olarak handle üzerinde LED ampul bulunmakta, parlak ve fokuslanmış ışık vermektedir.**
- 5. Handle şarj edilebilir pille çalışmaktadır, tam şarj durumunda en az 10 saat kesintisiz çalışabilmektedir.**
- 6. Handle'da kullanılan pil uzun ömürlü ve hafiftir, en az 250 kez şarj edilebilir.**
- 7. Handle'in üzerinde şarj durumunu gösteren bir uyarı sistemi bulunmaktadır.**
- 8. Handle otoklav veya yaygın kullanılan diğer yöntemlerle steril edilebilmektedir.**
- 9. Rahat kullanım için handle'in üzerinde çıkarılabilir silikon bir yastık vardır.**