

KATALOG NO: 831 000
ERKA İNFÜZYON MANŞETİ 1000 ML

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Manometrenin okuma ölçeği 100 mmHg ara değerleri olmak üzere 0-760 mmHg aralığında ölçüm yapma özelliğindedir.

**Ölçümler 2 ayrı ölçüm dereceleri için renk kodlarına ayrılmıştır.
(yeşil derece : 0-300 mmHG - kırmızı derece : 300-760 mmHg)**

İnfüzyon torbası 1000 ml kapasitededir.

İnfüzyon manşeti % 100 poliamid naylondur. Şeklini koruyabilmesi için manşet kenarlarının üst kısmına yassı çubuklar dikilmiştir.

Manşetin üst kısmındaki beyaz örgü ipi %100 polyesterdir.

Manometreyi asmak için deri ilmikleri bulunmaktadır.

Manşetin arka tarafında fermuarlı cebi vardır ve iç lastik bu bölmenin içine yerleştirilmiştir.

Hortumlar manşetin alt kısmına yerleştirilmiştir.

Şişirme puarı ile boşaltma vanası bir hortumla birleştirilmiş, manometre ise diğer hortuma bağlantılıdır.

İnfüzyon manşeti 93/42 EEC normlarına uygundur.

İnfüzyon manşeti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşelidir.

ISO 9001 standartlarına uygunluk belgesine haizdir.